



## MANUAL DE USO RÁPIDO DE DTX DIGITAL



Cada vez nuestro cuerpo está más intoxicado debido a la gran cantidad de toxinas y metales pesados que bien directa o indirectamente van a parar a nuestro organismo a través de distintos factores: alimentación, medicamentos, contaminación, entre otros.

Por ello es importante eliminar las toxinas que día con día entran a nuestro cuerpo.

El DTX iónico es un equipo terapéutico que funciona en conjunto a un generador, electrodo y una tina a la cual se le agrega una pizca de sal para ionizar el agua y que el cuerpo inicie a liberar las toxinas.

No se trata de un aparato médico, sino terapéutico, que ayuda a conseguir bienestar. Este proceso de bioestimulación restaura la energía y equilibrio, ayudando a que todo nuestro organismo funcione de manera óptima.



Beneficios de la terapia con el DTX:

- o Facilita la circulación sanguínea.
- o Maximiza la desintoxicación natural del cuerpo.
- o Drena el Sistema linfático.
- o Reduce el ácido láctico.
- o Remueve depósitos de grasa.
- o Optimiza el funcionamiento del riñón y del hígado.
- o Aumenta el oxígeno en el cuerpo.
- o Terapia relajante.
- o En términos generales ayuda a crear el ambiente ideal en nuestro cuerpo para que trabaje adecuadamente.

## **Instrucciones de uso:**

Llenar un recipiente con agua en el que nuestros dos pies puedan sumergirse hasta los tobillos, (no genera descargas eléctricas).

Agregar una pizca de sal (lo que puedan tomar el dedo índice y pulgar de la mano).

Conectar el electrodo al aparato antes de encender. Se recomienda usar un regulador de 1000 watts (no incluido).

Sumergir el electrodo y encender el DTX.

La pantalla marcará la terapia de 20 min. Para iniciarla colocamos el dedo pulgar en el sensor marcado con una huella digital e iniciará la terapia marcando el tiempo en forma regresiva.

Nota: Si el agua tiene mucha sal, el equipo se protegerá y se apagará después de unos segundos. Vaciar el recipiente y repetir el proceso.

**NEWAVE**  
**SIGUE TU CICLO**

La coloración que tome el agua será el indicador de que toxinas tenemos exceso y que nos pueda afectar.

El color y la partícula	Area del cuerpo con toxinas	Sintomas y residuos
Amarillo	Sistema nervioso	Estrés, cansancio, fatiga crónica
Verde amarillo	Riñón, vejiga, zona urinaria, área de la próstata y área genital.	Enfermedades femeninas, del riñón o de la próstata.
Verde	Sistema inmunológico, sistema digestivo	Residuos nocivos, recambio celular
Verde oscuro	Vesícula biliar.	Bilis
Naranja	Articulaciones y sistema sanguíneo	Artritis, reumatismo, gota (ácido úrico)
Marrón	Hígado, pulmones	Residuos grasos, tabaco, alquitrán, recambio celular
Negro	Hígado, vesícula biliar, pulmones	Hígado, vesícula biliar, pulmones
Gris	Sangre, pulmones, piel	Metales pesados, residuos tóxicos.
Manchas negras	Sangre, pulmones, piel	Metales pesados y residuos nocivos del aire
Manchas rojas	Material de coágulo de la sangre	Acumulación de trombos, contusiones
Blanco con espuma	Grasas y drenaje del sistema linfático	Insomnio, alergia de la piel
Blanco con partículas	Sangre y sistema linfático	Levaduras, grasas, flatulencia, dolor de cabeza, sueño disturbado,

Personas que no pueden tomar la terapia:

- \_ Mujeres embarazadas y amamantando.
- \_ Personas con baja azúcar sin comer antes de usarla.
- \_ Los que han tenido trasplante de órganos.
- \_ Los que tienen hemofilia.
- \_ Los que llevan marcapasos u otro dispositivo magnético.
- \_ Personas con epilepsia.
- \_ Personas que tienen prótesis de platino o titanio en las extremidades inferiores (si sienten molestias).

## **Indicaciones:**

- Alimentarse antes de la terapia.
- Antes de utilizar el DTX conectar el electrodo al monitor y este a su vez en la corriente de luz, asegurarse de poner solo una pizca de sal al recipiente con agua.
- Los niños menores de 12 años deben estar bajo la supervisión de un adulto y las sesiones no podrán superar los 15 min.
- El tratamiento consiste en 14 a 20 sesiones aplicadas de dos a tres veces por semana, cada una de 20 min.
- Beber abundante agua e hidratarse con bebidas enriquecidas en minerales y electrolitos.
- Se recomienda dieta vegana durante el tratamiento.

**Al terminar la terapia apagar el equipo y esperar 5 minutos para ventilación del ionizador, o adquirir uno extra para intercambiar entre cada sesión.**

**EL USO DE ESTE PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO RECOMIENDA Y DE QUIEN LO USA**